

# 台式毛发毒品检测仪HDD-010

☑ 满分一次性通过国家禁毒办毛发现场检测设备能力比对活动



公安部推荐企业

## 产品优势

- 快速定量** 加样后5分钟完成对毛发样本的定量检测
- 准确度高** 检测结果与标准值相对偏差不超过±15%
- 稳定性强** 8h后的检测结果与第一次检测结果的相对偏差不超过±10%
- 追溯期长** 可检测3-6个月吸毒史
- 取样方便** 取样快捷，易操作，避免样本造假或掉包
- 样本易存** 常温保存，无交叉感染现象
- 多项检测** 可用于检测毛发中多种毒品含量（吗啡、冰毒、K粉……）




## 可检测物质

产品名称	型号	样本	包装规格
吗啡	卡型	毛发	20人份/盒
可卡因			
氯胺酮			
甲基安非他明			
亚甲基二氧基甲基安非他明			

## 检测步骤



采集



剪样



提取



加样



测试

## 检测报告



地址：杭州市余杭区余杭街道义创路1号

邮箱：marketing@clongene.com

网址：www.clongene.com

电话：0571-88617879