

登革病毒NS1抗原检测试剂盒 (胶体金法)

NS1抗原是登革病毒的标志性蛋白，存在于被登革病毒感染的人体细胞内，在患者发病后的第1-9天均可检测到。隆基生物开发的登革病毒NS1抗原检测试剂盒是基于胶体金免疫层析双抗夹心检测原理，适用于检测人全血、血清和血浆样本，可快速有效地检测初次和二次感染患者血中的NS1抗原，能很好地满足临床早期诊断的需求。




产品特点




检测原理

胶体金免疫层析双抗夹心检测法



使用方法



结果判定



杭州隆基生物技术有限公司

地址：杭州市余杭区余杭街道义创路1号

电话：0571-88617879

0571-88262117

传真：0571-88261752

邮箱：marketing@clongene.com

网址：www.clongene.com

