


# 人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2）抗体 检测试剂盒（胶体金法）

本品适用于体外定性检测人血清样本中人类  
免疫缺陷病毒（HIV）1型和2型抗体。

- 卡型（25、40人份/盒）
- 条型（100人份/盒）



## 组成成分



人类免疫缺陷病毒（HIV 1+2）  
抗体检测试剂条/卡

一次性塑料吸管



缓冲液



## 产品特点



检测HIV1/2型抗体



检测快速



结果准确



操作简易



## 检测步骤



1滴血清样本  
1滴缓冲液



1滴血清样本  
1滴缓冲液



## 结果判读



阳性

阴性

无效



## 性能指标

1、采用中国食品药品检定研究院HIV抗体国家参考品（胶体金法）检定结果：

	阴性符合率	阳性符合率	最低检出限范围	精密性
HIV	≥18/20	HIV-1 18/18 +/+ HIV-2 2/2 +/+	S1应为阴性， S2、S3中至少一份阳性	10/10 +/+, 反应结果一致，色度均一

2、交叉反应

与乙型肝炎病毒（HBV）样本、丙型肝炎病毒（HCV）、巨细胞病毒（CMV）感染样本等13种样本不引起交叉反应。

3、干扰性

血液样本中存在胆红素、血红蛋白等11种物质，在标识浓度以下不影响检测结果。

