

隆基生物®



# 荧光免疫分析仪

速度快

通量大

精度高

易操作

体积小

杭州隆基生物技术有限公司  
HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD.

## 检测原理

免疫荧光定量检测系统，采用LED光源激发荧光，再将发射光转化为电信号，通过电信号强弱与荧光分子数量严格相关的原理来计算待测样本中被分析物含量。



## 杭州隆基生物技术有限公司

地址：杭州市余杭区余杭街道义创路1号

电话：0571-88617879

传真：0571-88261752

邮箱：marketing@clongene.com

网址：www.clongene.com

微信公众号



扫码关注