

隆基生物®

# 全自动核酸提取仪



更快



更准



更稳

杭州隆基生物技术有限公司  
HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD.

## 产品特点



## 检测样本



## 产品参数

型号: AP-32

备案号: 浙杭械备20170423号

原理: 磁珠法

样品通量: 1~32

处理体积: 20 $\mu$ L~1000 $\mu$ L

磁棒数量: 32

提纯孔间差: CV $\leq$ 5%

加热温度: 室温至120 $^{\circ}$ C

温度精度:  $\pm$ 1 $^{\circ}$ C

操作界面: 10.4寸彩色大触摸屏

内部程序: 系统预设8组程序, 可储存500组程序

程序管理: 新建、编辑、另存、删除, 模式程序

计算机接口: USB

杀菌消毒: 紫外消毒


排气: 风扇排气

数据储存: 可储存, 内置SD卡


使用电源: AC 200~240V 50Hz/60Hz 1000VA

外形尺寸: 400 $\times$ 425 $\times$ 450mm

重量: 26kg



## 工作原理



## 配套试剂

序号	商品名称	规格	样本类型
1	病毒DNA提取试剂盒(磁珠法)	32 T/盒(预封装)	血清、血浆、分泌物、咽拭子、粪便、漱口水、痰液样本
2	病毒RNA提取试剂盒(磁珠法)		
3	病毒DNA/RNA共提试剂盒(磁珠法)		
4	全血基因组DNA提取试剂盒		全血
5	核酸提取或纯化试剂(磁珠法)	96, 64, 50, 40, 20 T/盒(非预封装)	血浆、血清、拭子和其他无细胞体液样本

## 杭州隆基生物技术有限公司

地址：杭州市余杭区余杭街道义创路1号

电话：0571-88617879

传真：0571-88261752

邮箱：[marketing@clongene.com](mailto:marketing@clongene.com)

网址：[www.clongene.com](http://www.clongene.com)

微信公众号



扫码关注